



Fiche informative client - Pression sanguine avec Petmap

CHOISIR LA BONNE TAILLE DU BRASSARD

Choisissez d'abord un site pour mesurer la pression sanguine:

- Chez le **chat** : il est préférable d'utiliser une patte avant, mais la queue peut aussi être utilisée.
- Chez le **chien** : il est préférable d'utiliser une patte avant, mais une patte arrière ou la queue peuvent également être utilisées.

La largeur du brassard doit couvrir 40 % de la circonférence de la zone sélectionnée.

Définition de circonférence : la distance autour de quelque chose (habituellement un cercle).

Balayer pour
visionner la vidéo:



1. Choisir un site où mesurer la pression (patte, queue)	2. Voici la largeur du brassard. Elle doit correspondre à 40 % de la circonférence de la patte	3. Placez la largeur du brassard contre la patte pour mesurer et choisir la bonne taille	4. Enroulez le brassard autour du site choisi, sans trop serrer
			

- En cas de doute, choisissez le plus grand : si vous hésitez entre deux tailles, il est préférable de prendre le brassard le plus grand pour des mesures plus précises.
- Placement : placez le brassard sur le membre, bien ajusté mais sans trop serrer.

UTILISATION DU PETMAP

1. Assurez-vous que le Petmap est branché.
2. Allumez le Petmap en appuyant brièvement sur l'interrupteur **ON/OFF** situé sur le côté supérieur droit de l'appareil.
3. Sélectionnez la bonne taille de brassard en fonction du site de mesure, de la taille de l'animal et des indications du brassard.
4. Enroulez le brassard fermement mais confortablement autour du membre de votre animal et branchez-le dans le connecteur du brassard « **Cuff connector** » sur le dessus du Petmap.
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « **Species/Cuff Site** » pour faire défiler les différents réglages. Arrêtez-vous lorsque vous êtes au bon réglage (espèce et membre appropriés).
6. Prenez une lecture. Pour chaque mesure, appuyez sur le bouton « **BP Go/Stop** ». Prenez au moins trois lectures dont les valeurs sont similaires. Prenez une photo de l'écran après chaque lecture, même si l'historique des mesures apparaît en bas à gauche de l'écran. Cela permet d'éviter de perdre accidentellement vos données.
7. Pour assurer une précision optimale, votre animal doit rester calme et le plus immobile possible durant ces lectures.



ENVOI DES RÉSULTATS

Après avoir pris une photo des résultats, veuillez l'envoyer à **info@cvasalle.com**. Assurez-vous d'inclure les informations suivantes dans votre courriel :

- Prénom et nom du patient
- Votre numéro de téléphone
- Mentionner qu'il s'agit de lectures PetMAP
- Nom du vétérinaire à qui elles sont destinées
- Taille du brassard utilisé
- Endroit où le brassard a été placé (ex. : membre antérieur gauche)