


Fiche informative client - Buprénorphine

VOTRE SAC AMBRÉ CONTIENT :

1. Une grosse seringue qui contient TOUTE la médication prescrite (identifiée **ATTENTION**).
2. Une petite seringue pour administrer les doses individuelles.
3. Un bouchon.
4. Un coupleur.



Balayer pour visionner la vidéo:



PRÉLÈVEMENT DE LA MÉDICATION À ADMINISTRER :


<ul style="list-style-type: none"> • Retirer et mettre de côté le bouchon de la plus grosse seringue contenant toute la médication. (Identifiée ATTENTION) • Insérer fermement le coupleur sur le bout des 2 seringues. (Celle contenant la médication et celle vide qui servira à administrer le médicament liquide). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tenir le montage avec la seringue identifiée ATTENTION au dessus et la plus petite en dessous. • Tirer le piston de la petite seringue vers le bas jusqu'à ce que le liquide descende dans la seringue. • Tirer assez pour avoir plus de liquide que nécessaire et ensuite repousser le piston vers le haut pour faire sortir toute l'air de la petite seringue. • Continuer de pousser le piston jusqu'à ce que vous atteignez la dose de médicament prescrite. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Retirer la petite seringue du montage, tirer le piston de la seringue identifiée ATTENTION jusqu'à ce que vous voyez de l'air entrer dans la seringue afin de vider le coupleur du liquide restant. • Retirer et remettre le coupleur dans le sac. Remettre fermement le bouchon sur la seringue identifiée ATTENTION et ranger dans le sac ambré afin de garder le liquide à l'abri de la lumière. 	

**** La seringue identifiée **ATTENTION** ne doit en AUCUN CAS servir à administrer des doses de médicaments.****

Client information sheet - Buprenorphine

YOUR AMBER BAG CONTAINS :

1. A large syringe that contains ALL the prescribed medication (identified **ATTENTION**).
2. A smaller syringe for administering the individual doses.
3. A cap.
4. A connector.



Scan to view video



PREPARING THE MEDICATION FOR ADMINISTRATION :

<ul style="list-style-type: none"> • Remove and set aside the cap from the largest syringe containing all the liquid medication (identified ATTENTION). • Firmly attach the connector to the tips of both syringes (the one containing the medication and the empty one that will be used to administer the liquid medicine). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hold the assembly with the syringe identified ATTENTION on top and the smaller one below. • Pull the plunger of the smaller syringe downward until the liquid flows into it. • Draw slightly more liquid than needed, then push the plunger back up to remove all air bubbles from the smaller syringe. • Continue pushing the plunger until you reach the prescribed dose of medication. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the smaller syringe from the assembly. Pull back the plunger of the syringe identified ATTENTION until air enters it, clearing any remaining liquid from the connector. • Detach the connector and place it back in the amber bag. Securely recap the syringe identified ATTENTION and store it in the amber protective bag to shield the liquid from the light. 	

**** The syringe identified **ATTENTION** must never be used to administer the individual medication doses.****